

Betjeningsknapper

Tempus Pro styres via membranknappene og berøringsskjermen.
Bruk membranknappene når du vil ha rask tilgang til følgende funksjoner.



PA/AV 

Hjem/ Resultater 

Data inn/ut 

Visningsmodus 

Pasientopplysninger 

Kamera
Trykk og hold inne for kamera.
Trykk én gang for bilde av kurve.

Hendelse
Brukes til å opprette og redigere hendelser og gir tilgang til trenddata.

Forrige aktivitet
Tar deg til sist utførte aktivitet som ikke var overvåking.

Hovedmeny
Knapp med tilgang til alle funksjoner, også taktiske innstillinger.

Justerbar nedfellbar fot

TRYKK OG HOLD knappene for data inn/ut, visningsmodus eller pasientopplysninger for å aktivere funksjonen øverst på menyen, som visning i høy kontrast fra -knappen.

Betjening med berøringsskjermen


Berør det aktuelle området på skjermen for å redigere innstillingene for parameteren.



- Du kan for eksempel trykke hvor som helst i SpO₂-området for å redigere SpO₂-innstillinger.

TIPS - Trykk og hold hvor som helst på berøringsskjermen i ca. 3 sekunder for å se trender.



- Trykk på Hovedmeny-knappen  for å få tilgang til alle funksjonene i enheten.
- Velg det aktuelle alternativet fra menyen.
- Trykk på rullefeltene for å bla opp og ned i menyene.

Medisinske parametere

Tempus Pro har følgende komponenter.

