



PRODUKTKATALOG - FORBRUKSVARER OG TILBEHØR





Dato oppdatert: 01.03.2022

Philips RDT Tempus Pro / LS / ALS









VINGMED AS






Philips	RDT		Monitor / defibrillator	Salgsenhet	
			Philips RDT Tempus Pro Pasientmonitor utviklet for bruk i prehospitalt akuttmedisin IEC 60601-12. Monitoren kan sende sanntids-data til en server hvor tilgang til data tilordnes aktuelle resurser. Data overføres primært på 4G mobilnettverket, evt WiFi eller satelitt. ca 3 kg, skjermstørrelse 6,5" Ta kontakt for konfigurasjon og pris.	eske med 1 stk.	
989706000221	00-3010		Philips RDT Tempus LS Defibrillator utviklet for prehospital akuttmedisin IEC 60601-12 AED og manuel betjening. Kobler seg automatisk til Tempus Pro og utgjør da en multimonitor med benevnelsen Philips RDT Tempus ALS. Omtrentlig 2 Kg og skjermstørrelse 5,7"	eske med 1 stk.	













Philips	RDT	Varenumre	EKG / Defibrillering	Salgsenhet	
989706000551	01-2071		EKG-kabel til RDT Tempus Pro Type: 3-avledning Standard: IEC Lengde: 244 cm	eske med 1 stk.	
989706010280	01-2038		EKG-kabel til RDT Tempus Pro Type: 3-avledning Standard: IEC Lengde: 183 cm	eske med 1 stk.	
989706000561	01-2072		EKG-kabel til RDT Tempus Pro Type: 5-avledning Standard: IEC Lengde: 244 cm	eske med 1 stk.	
989706000911	01-2178		EKG-kabel til RDT Tempus Pro Type: 12-avledning, består av 4-avl. stamkabel + 6-avl. bryst-kabel (satt sammen av varenummer 01-2181 + 01-2183) Standard: IEC Lengde: 244 cm	eske med 1 stk.	
989706000931	01-2181		EKG-kabel til RDT Tempus Pro Type: 4-avl. stamkabel Standard: IEC Lengde: 244 cm	eske med 1 stk.	
989706000951	01-2183		EKG-kabel til RDT Tempus Pro Type: 6-avl. brystkabel Standard: IEC Lengde: 91 cm	eske med 1 stk.	
989706000981	01-2202		EKG-kabel til RDT Tempus Pro Type: 3-avl. stamkabel til bruk med elektroder med ledning Standard: IEC Pasientkategori: prematur, nyfødt og små-barn Lengde: 183 cm	eske med 1 stk.	
989803101671 gammelt varenr.: 40493E			EKG-elektroder universal en-pasient Philips "wet gel" EKG elektroder Pasientkategori: barn og voksen Dimensjon: diameter 54 mm Kobling: trykknapp En eske inneholder 10 poser med 30 elektroder, totalt 300 stk.	eske med 300 stk.	
989803100561 gammelt varenr.: 13953D			EKG-elektroder med ledninger en-pasient Philips "solid gel" med kabler Pasientkategori: prematur, nyfødt og små-barn Dimensjon: 22 mm x 22 mm Kobling: En eske inneholder 100 poser med 3 elektrode, totalt 300 stk.	poser med 3 stk.	

989706001081	01-3001		Defibrillerings-elektroder en-pasient Passer til RDT Tempus LS defibrillator Pasientkategori: Voksen	eske med 1 sett	
989706001121	01-3013		Defibrillerings-elektroder en-pasient Passer til RDT Tempus LS defibrillator Pasientkategori: Barn	eske med 1 sett	
989706001091	01-3010		HLR-puck fler-pasient Passer til RDT Tempus LS Må benyttes sammen med HLR-puck tape varenr. 01-3014	eske med 1 stk.	
989706001131	01-3014		Tape til HLR-puck en-pasient Passer sammen med HLR-puck varenummer 01-3010	eske med 5 stk.	













Philips	RDT	SunTech	Blodtrykksmansjett fler-pasient SunTech	Salgsenhet	
989706000331	01-2021	98-0080-01	Blodtrykksmansjett fler-pasient Pasientkategori: Barn 8-13 cm Type: SunTech All Purpose Cuff "Infant" Orange Kobling: Female Quick Connect One Tube	eske med 1 stk.	
989706000251	01-1004	98-0600-01	Blodtrykksmansjett fler-pasient Pasientkategori: Barn 12-19 cm Type: SunTech One Piece Cuff "Child" Green Kobling: Female Quick Connect One Tube	eske med 1 stk.	
989706002051	01-2270	98-0600-0K	Blodtrykksmansjett fler-pasient Pasientkategori: Liten voksen 18-29 cm Type: SunTech One Piece Cuff "Small Adult Plus" Turquoise Kobling: Female Quick Connect One Tube	eske med 1 stk.	
989706002061	01-2271	98-0600-0A	Blodtrykksmansjett fler-pasient Pasientkategori: Voksen 28-40 cm Type: SunTech One Piece Cuff "Adult Plus" Navy Blue Kobling: Female Quick Connect One Tube	eske med 1 stk.	
989706002071	01-2272	98-0600-0C	Blodtrykksmansjett fler-pasient Pasientkategori: Stor voksen 40-55 cm Type: SunTech One Piece Cuff "Large Adult Plus" Burgundy Kobling: Female Quick Connect One Tube	eske med 1 stk.	
989706000291	01-1032	98-0600-09	Blodtrykksmansjett lår fler-pasient Pasientkategori: Voksen Lår 38-50 cm Type: SunTech One Piece Cuff "Tigh" Brown Kobling: Female Quick Connect One Tube	eske med 1 stk.	
Philips	RDT	SunTech	Blodtrykksmansjett en-pasient SunTech	Salgsenhet	
989706000341	01-2030	98-0400-80	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Neo #1 3-6 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Orange Kobling: Male Slip Luer One Tube Tilbehør: adapterslange varenr. 01-2067	eske med 20 stk.	
989706000351	01-2031	98-0400-81	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Neo #2 4-8 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Turquoise Kobling: Male Slip Luer One Tube Tilbehør: adapterslange varenr. 01-2067	eske med 20 stk.	
989706000361	01-2032	98-0400-82	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Neo #3 6-11 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Green Kobling: Male Slip Luer One Tube Tilbehør: adapterslange varenr. 01-2067	eske med 20 stk.	
989706000371	01-2033	98-0400-83	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Neo #4 7-13 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Navy Blue Kobling: Male Slip Luer One Tube Tilbehør: adapterslange varenr. 01-2067	eske med 20 stk.	
989706000381	01-2034	98-0400-84	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Neo #5 8-15 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Burgundy Kobling: Male Slip Luer One Tube Tilbehør: adapterslange varenr. 01-2067	eske med 20 stk.	
989706001001	01-2230	98-0400-00	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Spedbarn 8-13 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Infant Orange Kobling: Female Quick Connect One Tube	eske med 20 stk.	





989706001011	01-2231	98-0400-01	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Barn 12-19 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Child Green Kobling: Female Quick Connecte One Tube	eske med 20 stk.	
989706001021	01-2232	98-0400-03	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Liten voksen 17-25 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Small Adult Turquoise Kobling: Female Quick Connecte One Tube	eske med 20 stk.	
989706001031	01-2233	98-0400-05	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Voksen 23-33 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Adult Navy Blue Kobling: Female Quick Connecte One Tube	eske med 20 stk.	
989706001041	01-2234	98-0400-07	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Stor voksen 31-40 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Large Adult Burgundy Kobling: Female Quick Connecte One Tube	eske med 20 stk.	
989706001051	01-2235	98-0400-09	Blodtrykksmansjett en-pasient Pasientkategori: Voksen lår 38-50 cm Type: SunTech Soft Disposable Cuff Thigh Brown Kobling: Female Quick Connecte One Tube	eske med 20 stk.	
Philips	RDT	SunTech	Tilbehør SunTech NIBP	Salgsenhet	
989706000261	01-1006	91-0028-02	Blodtrykkslange fler-pasient Kobling 1: Male Inline Right Angle - passer til RDT Tempus Pro med Push-in connector, vinklet 90° Kobling 2: Male Quick Connect One Tube Lengde: 121 cm	eske med 1 stk.	
989706000571	01-2074	91-0028-70	Blodtrykkslange fler-pasient Kobling 1: Male Inline Right Angle - passer til RDT Tempus Pro med Push-in connector, vinklet 90° Kobling 2: Male Quick Connect One Tube Lengde: 244 cm	eske med 1 stk.	
989706000521	01-2067	91-0028-12	Blodtrykkslange adapter fler-pasient Kobling 1: Female Quick Connecte One Tube Kobling 2: Female Slip Luer One Tube Lengde: 12 cm	eske med 1 stk.	







Philips	RDT	C&S	Invasivt blodtrykk (IBP) kabler	Salgsenhet	
989706000681	01-2108		IBP-kabel 2 trykk fler-pasient Kobling monitor-ende: Passer til Tempus Pro, vinklet 90° Kobling sensor-ende: Rund 5-pinn med spor Kontakt Vingmed for adapter-kabler som vil passe til trykksett fra ulike leverandører.	eske med 1 kabel	
989706010060	01-2052		IBP-kabel 2 trykk fler-pasient Kobling monitor-ende: Passer til Tempus Pro, vinklet 90° Kobling sensor-ende: Edwards TruWave trykksett Lengde: 244 cm	eske med 1 kabel	
989706000691	01-2113	10369	IBP adapter-kabel fler-pasient, benyttes med 01-2108 Kobling monitor-ende: Rund 5-pinn med spor Kobling sensor-ende: ICU Medical Transpac, Biometrix Med. ArtLine og Smiths-Medical TransStar trykksett. Lengde 46 cm	eske med 1 kabel	
		10367	IBP adapter-kabel fler-pasient, benyttes med 01-2108 Kobling monitor-ende: Rund 5-pinn med spor Kobling sensor-ende: Merit Med. Meritrans / DTX Plus trykksett Lengde 46 cm	eske med 1 kabel	
		10368	IBP adapter-kabel fler-pasient, benyttes med 01-2108 Kobling monitor-ende: Rund 5-pinn med spor Kobling sensor-ende: Edwards TruWave trykksett Lengde 45 cm	eske med 1 kabel	
			IBP adapter-kabel fler-pasient Kobling monitor-ende: Rund 5-pinn med spor Kobling sensor-ende: Codan Xtrans arterietrykksett Denne adapterkabelen jobbes det med å kunne tilby.	eske med 1 kabel	






Philips	RDT	Masimo	Masimo saturasjons-utstyr M-LNCS kobling	Salgsenhet	
989706000621	01-2088	3375	Masimo SpO₂-kabel uten sensor Monitor-ende: 25-pin m/vinkel, passer til RDT Tempus Pro Sensor-ende: M-LNCS Kan brukse med Rainbow-sensorer Lengde: 91 cm lang Fra Masimo katalog: rainbow® RC25-4RA	eske med 1 stk.	
989706000851	01-2138	3343	Masimo SpO₂-kabel uten sensor Monitor-ende: 25-pin m/vinkel, passer til RDT Tempus Pro Sensor-ende: M-LNCS Kan brukse med Rainbow-sensorer Lengde: 366 cm lang Fra Masimo katalog: rainbow® RC25-12RA	eske med 1 stk.	
989706000631	01-2089	2507	Masimo SpO₂-sensor fler-pasient Kobling: M-LNCS Sensortype: "smokk" / DBI Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 1 stk.	
989706000711	01-2123	2501	Masimo SpO₂-sensor fler-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: fingerklype / DCI Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 1 stk.	
989706000721	01-2124	2502	Masimo SpO₂-sensor fler-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: fingerklype barn / DCI-P Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 1 stk.	
989706000641	01-2090	2508	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: brett over med tape / Amtx-3 Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 20 stk.	
989706000651	01-2091	2415	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Nyfødt < 3 Kg. og voksen > 40 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 20 stk.	
989706000671	01-2095	2511	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: brett over med tape / Pdx-3 Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 20 stk.	
989706000731	01-2126	2513	Masimo SaO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Barn 3-20 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 20 stk.	
989706000741	01-2127	2517	Masimo SaO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Prematur < 1 Kg. Lengde: 91 cm	eske med 20 stk.	
989706000611	01-2086	2696	Masimo rainbow sensor SpCO, SpO₂ og SpMet fler-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensor: "klype" / DCI Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® DCI	eske med 1 sensor	
989706000841	01-2337	2697	Masimo rainbow sensor SpCO, SpO₂ og SpMet fler-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensor: "klype" / DCI-P Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 91 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® DCI-P	eske med 1 sensor	





989706000661	01-2092	3420	Masimo rainbow sensor SpHb, SpO2 and SpMet fler-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: klype / DCI Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® DCI SC-400	eske med 1 sensor	
989706000831	01-2136	3421	Masimo rainbow sensor SpHb, SpO2 and SpMet fler-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: klype til barn / DCI-P Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 91 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® DCI-P SC-400	eske med 1 sensor	
989706000791	01-2132	2221	Masimo rainbow sensor SpO2, SpCO og SpMet en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R25	eske med 10 stk.	
989706000801	01-2133	2222	Masimo rainbow sensor SpO2, SpCO og SpMet en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Barn 10-50 kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R20	eske med 10 stk.	
989706000811	01-2134	2220	Masimo rainbow sensor SpO2, SpCO og SpMet en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Barn 3-30 kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R20-L	eske med 10 stk.	
989706000821	01-2135	2219	Masimo rainbow sensor SpO2, SpCO og SpMet en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkat: Barn <3 Kg. eller voksen >30 Kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R25-L	eske med 10 stk.	
989706000751	01-2128	3792	Masimo rainbow sensor SpHb, SpMet og SpO2 en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R1 25	eske med 10 stk.	
989706000761	01-2129	3793	Masimo rainbow sensor SpHb, SpMet og SpO2 en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R1 20	eske med 10 stk.	
989706000771	01-2130	2415	Masimo rainbow sensor SpHb, SpMet og SpO2 en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Barn 3-30 Kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R1 20L	eske med 10 stk.	
989706000781	01-2131	2414	Masimo rainbow sensor SpHb, SpMet og SpO2 en-pasient Kobling monitor-ende: M-LNCS Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Prematur <3 kg. eller >30 Kg. Lengde: 30 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: rainbow® R1 25L	eske med 10 stk.	


Philips	RDT	Masimo	Masimo saturasjons-utstyr RD SET kobling	Salgsenhet	
989706001621	01-2268	4077	Masimo SpO₂-kabel uten sensor Monitor-ende: 25-pin m/vinkel, passer til RDT Tempus Pro Sensor-ende: RD-SET Kan brukse med rainbow-sensorer Lengde: 153 cm lang Fra Masimo katalog: RD rainbow SET RA25-05	eske med 1 stk.	
989706002031	01-2285	4107	Masimo SpO₂-kabel uten sensor Monitor-ende: 25-pin m/vinkel, passer til RDT Tempus Pro Sensor-ende: RD-SET Kan brukse med rainbow-sensorer Lengde: 244 cm lang Fra Masimo katalog: RD rainbow SET RA25-08	eske med 1 stk.	
989706002021	01-2284	4079	Masimo SpO₂-kabel uten sensor Monitor-ende: 25-pin m/vinkel, passer til RDT Tempus Pro Sensor-ende: RD-SET Kan brukse med rainbow-sensorer Lengde: 366 cm lang Fra Masimo katalog: RD rainbow SET RA25-12	eske med 1 stk.	
989706001631	01-2269	4052	Masimo SpO₂-sensor fler-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: "smokk" / DBI Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET DBI	eske med 1 stk.	
989706001911	01-2273	4050	Masimo SpO₂-sensor fler-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: fingerklype / DCI Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET DCI	eske med 1 stk.	
989706001921	01-2274	4051	Masimo SpO₂-sensor fler-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: fingerklype barn / DCI-P Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET DCI-P	eske med 1 stk.	
989706001931	01-2275	4470	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 61 cm Fra Masimo katalog: RD SET Adt CS-2	eske med 20 stk.	
989706001941	01-2276	4475	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Voksen > 30 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET Adt CS-3	eske med 20 stk.	
989706001951	01-2277	4471	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 61 cm Fra Masimo katalog: RD SET Pdt CS-2	eske med 20 stk.	
989706001961	01-2278	4476	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Barn 10-50 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET Pdt CS-3	eske med 20 stk.	
989706001971	01-2279	4477	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Nyfødt og spedbarn 3-20 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET Inf CS-3	eske med 20 stk.	
989706001981	01-2280	4478	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Barn < 3 Kg. og voksen > 40 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET Neo CS-3	eske med 20 stk.	






989706001991	01-2281	4479	Masimo SpO₂-sensor en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: vikle rundt med tape Pasientkategori: Prematur < 1 Kg. Lengde: 91 cm Fra Masimo katalog: RD SET NeoPt CS-3	eske med 20 stk.	
989706002001	01-2282	4026	Masimo rainbow sensor SpMet, SpHb og SpO2 en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Voksen >30 Kg. Lengde: 60 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: RD rainbow SET-2 Adt	eske med 10 stk.	
9897060002011	01-2283	4027	Masimo rainbow sensor SpMet, SpHb og SpO2 en-pasient Kobling monitor-ende: RD SET Sensortype: brett over med tape Pasientkategori: Voksen >30 Kg. Lengde: 60 cm Forutsetter rainbow kabel mellom monitor og sensor. Fra Masimo katalog: RD rainbow SET-2 Pdt	eske med 10 stk.	
Philips	RDT	Masimo	Masimo saturasjons-utstyr tilbehør	Salgsenhet	
989706002041	01-2286	4090	Masimo SpO2 adapterkabel fler-pasient Kobling monitor-side: M-LNCS Kobling sensor-ende: RD SET Lengde: 45 cm Fra Masimo katalog: RD to M-LNC Adapter Cable	Eske med 1 kabel	

Philips	RDT		ETCO ₂ og anestesigass analysator	Salgsenhet	
fra jan. -22: 989803204551 Gammelt nr. M2522A	01-2143		Nesegrime for O₂-tilførsel og registrering av ETCO₂ Pasientkategori: Voksen, ikke intubert, oral/nasal Brukstid: korttid (inntil 8 timer) Microstream: Smart Capnoline + O ₂ adult/intermediate	eske med 25 stk.	
fra jan. -22: 989803204541 Gammelt nr: 989803129731 M2520A	01-2144		Nesegrime for O₂-tilførsel og ETCO₂ registrering Pasientkategori: Barn, ikke intubert, oral/nasal Brukstid: korttid (inntil 8 timer) Microstream: Smart Capnoline + O ₂ Pediatric	eske med 25 stk.	
fra jan. -22 989803204301 Gammelt nr: 989803159571	01-2145		Slangesett for registrering av ETCO₂, O₂ og anest. gass Pasientkategori: Barn og voksen, intubert Brukstid: langtid (inntil 24 timer) Microstream: Vitaline H set, adult/pediatric	eske med 25 stk.	
fra jan. -22: 989803204521 Gammelt nr: 989803105541 M1921A	01-2146		Slangesett for registrering av ETCO₂, O₂ og anest. gass Pasientkategori: Barn og voksen, intubert Brukstid: langtid (inntil 24 timer) Microstream: FilterLine H set, adult/pediatric	eske med 25 stk.	
fra jan. -22 989803204511 Gammelt nr: 989803105531 M1920A	01-2147		Slangesett for registrering av ETCO₂, O₂ og anest. gass Pasientkategori: Barn og voksen, intubert Brukstid: korttid (inntil 8 timer) Microstream: FilterLine set, adult/pediatric	eske med 25 stk.	
989706001551	01-2148		Slangesett for registrering av ETCO₂, O₂ og anest. gass Pasientkategori: Nyfødt og spedbarn, intubert Brukstid: langtid (inntil 24 timer) Microstream: FilterLine H set, infant/neonatal	eske med 25 stk.	



Philips	RDT		Pasienttemperatur	Salgsenhet	
989706000591	01-2079		Pasienttemperatur adapterkabel fler-pasient Type: YSI-400 Series 4940 kontakttemperatur Kobling monitor-ende: 6,35 mm Jack plugg, til Tempus Pro Kobling sensor-ende: 2-pinn GE Denne kabelen passer til Tempus Pro, benyttes sammen med en-pasient temperaturprober i YSI-400 serien.	eske med 1 kabel	
		ProAct nr. P RTP90324	Pasienttemperatur kabel fler-pasient Type: YSI-400 Series Kobling monitor-ende: 6,35 mm Jack plugg, til Tempus Pro Kobling sensor-ende: 2-pinn GE Denne kabelen passer til Tempus Pro, benyttes sammen med en-pasient temperaturprober i YSI-400 serien.	eske med 1 kabel	
989706000581	01-2078	4492	Pasienttemperatur sensor en-pasient Type: YSI-400 Series 4492 kontakttemperatur Kobling monitor-ende: 2-pinn GE Dimensjon: 12Fr	eske med 20 stk.	
		ProAct nr. P RTP11112	Pasienttemperatur sensor en-pasient Type: YSI-400 Series for rectal, nasal og oral måling Kobling monitor-ende: 2-pinn GE Dimensjon: 12Fr	eske med 50 stk.	
989706000861	01-2153		Pasienttemperatur sensor fler-pasient Type: YSI-400 Series 401AC kontakttemperatur Kobling monitor-ende: 6,35 mm Jack plugg, til Tempus pro	eske med 1 kabel.	

Philips	RDT	Karl Storz	Videolaryngoskopi	Salgsenhet	
989706000391	01-2044	8420XSB	Videolaryngoskop håndtak med kamera og lyskilde Merke: Karl Storz Tempus Pro USB C-MAC S imager Kobling til monitor: USB type A Dette er et Karl Storz C-MAC S Imager-videolaryngoskop som kobles til Tempus Pro via en USB-port på enheten.	eske med 1 stk.	
989706000301	01-2010	051113-10	Videolaryngoskop-blad til engangsbruk Merke: Karl Storz C-MAC S imager Type: Macintosh størrelse 3 Dette er engangsblader til Karl Storz Tempus Pro USB C-MAC S imager	eske med 10 blader	
989706000311	01-2011	051114-10	Videolaryngoskop-blad til engangsbruk Merke: Karl Storz C-MAC S imager Type: Macintosh størrelse 4 Dette er engangsblader til Karl Storz Tempus Pro USB C-MAC S imager	eske med 10 blader	
989706000511	01-2063	051116-10	Videolaryngoskop-blad til engangsbruk Merke: Karl Storz C-MAC S imager Type: D-blad Dette er engangsblader til Karl Storz Tempus Pro USB C-MAC S imager	eske med 10 blader	

Philips	RDT	Interson	Ultralyd Interson	Salgsenhet	
989706001601	01-2008	99-5553	Ultralydprobe kurvet Merke: Interson Type: 3,5 MHz generell abdominal probe Kobling til monitor: USB type A Dette er en ultralydprobe fra Interson med USB-A tilkobling til RDT Tempus Pro	eske med 1 stk.	
989706001611	01-2042	99-5554	Ultralydprobe lineær Merke: Interson Type: 7,5 MHz vaskulær probe Kobling til monitor: USB type A Dette er en ultralydprobe fra Interson med USB-A tilkobling til RDT Tempus Pro	eske med 1 stk.	

Philips	RDT		Diverse	Salgsenhet	
989706000961	01-2187		Printerpapir rull Dimensjon: 110 mm rutet Passer til RDT Tempus pro integrert printer	eske med 10 ruller	
989706001141	01-3015		Simulator for defibrillator RDT Tempus LS Simulerer forskjellige hjerterytmer og muliggjør sjøkking med Tempus LS Batteridrevet	eske med 1 stk.	
989706000971	01-2200		Skulderstropp med låsekroker Passer til RDT Tempus Pro Denne varen inkluderer ikke Tempus pro 20G festesett.	eske med 1 stk.	
989706001241	05-2038		Skulderstropp & 20G festesett Passer til RDT Tempus Pro Inkluderer metallringer til å feste på Tempus Pro, låsekroker og skulderstropp.	eske med 1 stk.	
989706001061	01-2241		Oppbevaringsvæske "Saddlebag" venstre side Side: festes på Tempus Pro venstre side / pasientkabel-siden Oppbevaringsvæske for kabler og sensorer med 3 rom/seksjoner	eske med 1 stk.	

989706001231	05-2036		Festeskiner til oppbevaringsvæske "saddlebag" 01-2241 Side: festes på Tempus Pro venstre side / pasientkabel-siden Inkluderer skinne og festemateriell	eske med 1 stk.	
989706000281	01-1019		Hodesett kablet For toveis kommunikasjon, mikrofon og høyttaler Kobling monitor-side: 2,5 mm Jack plugg Svart	eske med 1 stk.	
989706000411	01-2049		Strømadapter / lader til RDT Tempus Pro og Tempus LS Strøm inn: AC 110/240V Strøm ut: Uten strømledning - brukes sammen med strømledning varenummer 01-2057	eske med 1 stk.	
989706000471	01-2057		Strømledning til strømadapter 01-2049 Europeisk plugg Schuko-standard med jording. Strøm inn: AC 110/240V	eske med 1 stk.	
989706001071	01-2244		Dokkingstasjon for RDT Tempus Pro monitor For solid innfesting av Tempus Pro, samt lading og tilkoblinger; USB-A x 2 og Ethernet/RJ45 x 1 Strømtilførsel: benytt strømadapter varenr. 01-2049 + 01-2057	eske med 1 stk.	
989706001111	01-3012		Dokkingstasjon for RDT Tempus LS defibrilator For solid innfesting av Tempus LS, samt lading og tilkoblinger; USB-A x 1 + USB-B x 1 Strømtilførsel: benytt strømadapter varenr. 01-2049 + 01-2057	eske med 1 stk.	
989706001901	01-2035	FM400A111	Festebrakett for RDT Tempus Pro monitor Produsent: Ferno Utviklet for bruk i fartøy som krever lav vekt og må tåle store G-krefter Vekt: 1170 gram BxDxH: 298 x 182 x 72 mm Flere festeanordninger fra Ferno på forespørsel	eske med 1 stk.	
989706000421	01-2051		Batteri til RDT Tempus Pro monitor Litium-ionbatteri LIB Svart	eske med 1 stk.	
989706001101	01-3011		Batteri til RDT Tempus LS defibrillator Litium-ionbatteri LIB Svart	eske med 1 stk.	
989706000271	01-1012		Batterilader for Tempus Pro batterier For ekstern lading av batterier til RDT Tempus Pro Uten strømledning - brukes sammen med strømledning varenummer 01-2160	eske med 1 stk.	
989706000881	01-2160		Strømledning til batterilader 01-1012 Europeisk plugg Schuko-standard uten jording. Strøm inn: AC 110/240V	eske med 1 stk.	
989706000431	01-2053		Strømadapter / lader til RDT Tempus Pro / LS For lading i kjøretøy Strøm inn: DC 12V Svart	eske med 1 stk.	
		274244503	Bærevæske med oppbevaring for Tempus Pro pasientmonitor Produsent: PAX Bærevæske / bag for RDT Tempus Pro pasientmonitor. Mye plass til nødvendig utstyr og forbruk. Varenummer 274244503 + 274264503 utgjør en komplett bæreløsning for RDT Tempus ALS	eske med 1 stk.	

		274264503	Bæreeske med oppbevaring for Tempus LS defibrillator Produsent: PAX Bæreeske / bag for RDT Tempus LS defibrillator. Noe plass til nødvendig forbruksutstyr. Varenummer 274244503 + 274264503 utgjør en komplett bæreløsning for RDT Tempus ALS	eske med 1 stk.	
		274904503	Veske for utstyr til RDT Tempus Pro pasientmonitor Produsent: PAX Brukes av LAT, til å henge på baksiden av RDT Tempus Pro. 2 rom med plass til nødvendig forbruksutstyr.	eske med 1 stk.	
	01-2400		Transportboks til RDT Tempus Pro pasientmonitor Solid plastboks for transport og oppbevaring av Tempus Pro	eske med 1 stk.	Bilde kommer