







BELMONT PRODUKTKATALOG - Blodvarmer RI-2

Vingmed AS

Oppdatert: 01.11.2022

Varenummer	Kort beskrivelse	Salgsenhet	
903-00039AN 903-00037AN	Belmont blodvarmer RI-2 750 mL/min. Belmont blodvarmer RI-2 1000 mL/min. Blodvarmer med høy kapasitet (34°C oppvarming av 500 mL væske per minutt - tilsvarer oppvarming av 2 SAG fra 4°C til 38 °C per min.) Rask og enkel oppkobling, automatisert fjerning av luft. Leveres med stativ.	eske med 1 stk.	
903-00006	Belmont engangs slangesett 3-spike 120 mL filter/reservoar Standard komplett engangs slangesett. 3 spike-tilkoblinger. 120 mL reservoar med 250 micron blod-filter. 137 cm pasientslange.	eske med 12 stk.	
903-00032	Belmont engangs slangesett 5-spike 3 L filter/reservoar Avansert komplett engangs slangesett. 5 spike-tilkoblinger. 3 Liter reservoar med 160 micron blod-filter. 137 cm pasientslange.	eske med 4 stk.	
903-00018	Belmont 5-spike 3 L filter/reservoar 3 liter reservoar for å koble til slangesett 903-00006 5 spike-tilkoblinger. 3 Liter reservoar med 160 micron blod-filter.	eske med 6 stk.	
903-00022	Belmont forlengeslange 137 cm forlengeslange. Luer-tilkobling. Kobles til pasientslangen på de komplette slangesettene.	eske med 24 stk.	
903-00004	Belmont Y-slange 137 cm Y-slange for tilkoblinger til to venøse innganger. Luer-tilkobling. 2 x rulleklemmer: Erstatter eller kobles til pasientslangen på de komplette slangesettene.	eske med 18 stk.	
	Reservedeler - på forespørsel		